

1011814BL

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Surchaussure PLP blanche avec semelle bleue

- Surchaussures avec semelle
- Matière : Polypropylène non tissé + Polyéthylène
- Elastique de maintien à la cheville
- Semelle antidérapante bleue
- Couleur : BLANC ET BLEU
- Dimensions : 18 x 41 cm
- Epaisseur : PLP 40 gr/m² + PE 25μ environ



Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	-	Carton de 300	Palette de 30 cartons 5 couches de 6 cartons
Dimensions en cm	-	49 x 30 x 36 cm	80 x 120 x 195 cm
Code barre EAN 13	-	3221170013950	-

Avantages

- Carton distributeur
- Elastique sans latex
- Légère
- Résistante
- Limite la glisse sur les sols humides
- Pointure maximale : Taille 47



Origine	CHINE
Code douanier	6307909810