



## FICHE TECHNIQUE

**Code 0111311**

### DOIGTIER LATEX NON POUDRE

Principalement utilisé pour l'acte médical, gynécologique, proctologique ou dentaire, le doigtier en pur latex à usage unique est également utilisé en milieu industriel.

Il assure une très bonne sensibilité tactile pour l'utilisateur.

Existe en trois tailles – Conditionné en sachet de 100 pièces.

#### 1. CARACTERISTIQUES

Doigtier roulé en latex sans poudre. Usage unique.

#### 2. UTILISATION

Examen médical gynécologique, dentaire ou rectal.

#### 3. COMPOSITION

Latex, agent vulcanisation. ASTM D 3772.

#### 4. NORMES

Directive 93/42 CE

#### 5. PERFORMANCES TECHNIQUES

Epaisseur moyenne 90µm.

	M	L	XL
Largeur en mm :	27	29	31
Longueur en mm :	69	71	72
Poids moyen :	0,435	0,485	0,535

Résistance à la rupture : 20 M pa

% d'élongation à la rupture : 700 %

Taux de protéines résiduel < 20 µg/g

#### 6. CONDITIONNEMENT

Sachet de 100 doigtiers

Carton de 15000 doigtiers