



## FICHE TECHNIQUE

**Code 0510807**

### CHARLOTTE RONDE BLANCHE/BLEUE/VERTE

#### 1. DESCRIPTION

Charlotte ronde avec élastique cousu

Dimensions : 21"

Couleur blanche

Poids : 14-16 gr/m<sup>2</sup>

#### 2. MATIERE

Non tissé de polypropylène 16/17 g/m<sup>2</sup> blanc. Fil élastique recouvert de polypropylène. Le polypropylène est chimiquement non réactif et généralement considéré comme biologiquement inerte, il est reconnu pour être généralement anallergique et est utilisé depuis de nombreuses années pour la confection d'articles destinés à se trouver en contact avec la peau. Malgré tout, un sujet particulièrement sensible peut nécessiter l'usage d'un matériau différent au contact de la peau.

Le polypropylène :      Fond à 165/170°  
                                    Se détruit à 300°  
                                    S'auto enflamme à 570°

La combustion du polypropylène produit du carbone monoxyde, carbone dioxyde, eau et carbone.

#### 3. EMBALLAGE

Sachet de 100

Carton de 1000