



FICHE TECHNIQUE

Code 0512804

CALOT BLANC NON TISSE

1. DESCRIPTION

Calot aéré
Poids : 35 gr
Non tissé
Viscose 35g/m²
Perforé par procédé Perfojet

2. DIMENSIONS

Longueur : 31 cm
Hauteur : 8,5 cm

3. ASSEMBLAGE

Rouleau prédécoupé de 200 pièces soudées par thermocollage de part et d'autre de la perforation.

4. CONDITIONNEMENT

Boîte de 200 calots
Carton de 1000 calots