



FICHE TECHNIQUE

Code 0611814

BLOUSE VISITEUR POLYETHYLENE BLANCHE

1. DESCRIPTION

Blouse PE blanc avec col, sans poche, fermeture 3 pressions
Epaisseur 14 microns

2. TAILLE

Taille unique

3. UTILISATION

Blouse anti-salissure

4. EMBALLAGE

Sac d'une blouse
Sachet de 10 blouses
Carton de 100

5. NORMALISATION CE

Cet article n'est pas un EPI

6. ENTRETIEN STOCKAGE

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale, pas de date de péremption