



FICHE TECHNIQUE

Code 0614828

BLOUSE VISITEUR ATTACHE DOS POIGNETS ELASTIQUES

1. CARACTERISTIQUES

Matière	:	Polypropylène
Grammage	:	25g/m ²
Couleur	:	Bleue, verte ou blanche
Longueur	:	115 cm
Largeur	:	137 cm
Longueur manche:		81 cm
Diamètre poignet :		18

2. CONDITIONNEMENT

Carton de 100 pièces

CE : classe 1 protection contre les risques mineurs

Existe poignets tricot 0615 828