



FICHE TECHNIQUE

Code 0711858

KIT VISITEUR AVEC CHARLOTTE

1. CARACTERISTIQUES

Composition du kit :

- une blouse en polyéthylène à pressions
- une paire de surchaussure bleue CPE
- une charlotte ronde blanche
- un masque papier 1 pli

2. DESCRIPTIF

Masque papier : masque de soins 1 pli – à élastiques – confectionné dans un papier spécial

Charlotte ronde : non tissé de polypropylène avec un élastique cousu – dimension 21"

Surchaussures : polychlorure de vinyle bleu – élastique de serrage

Blouse : polyéthylène (14 μ) – 3 pressions – avec col – sans poche – taille unique

3. CONDITIONNEMENT

Kit emballé dans une pochette polyéthylène avec fermeture à pression

Carton de 100 kits