



FICHE TECHNIQUE

Code 0911803

MASQUE DE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION VERT A LACETS

1. DESCRIPTION

□ **Filtre**

- Microfibres Alkylenvinylacétate
- Enveloppe face externe et interne NT viscosse 20 gr
- Filtration (BFE) : 97 %
- Delta-P : 3,3 m. bar
- Test d'irritation cutanée : négatif

***NB :** L'usage d'un masque est susceptible de provoquer des irritations indépendamment des caractéristiques du masque :*

- Durée d'emploi excessive
- Usage de cosmétiques
- D'aérosols
- Frottements, etc ...

□ **Barrette nasale**

- Aluminium gainé dans le bordage supérieur

□ **Lacets**

- 100 % polypropylène

2. CONDITIONNEMENT

Boîte distributrice de 50 masques

Carton de 20 boîtes