



FICHE TECHNIQUE

Code 0911817

MASQUE DE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION BLEU A ELASTIQUES

1. MATIERE

Non tissé de polypropylène

Face externe : 18g/m² bleu

Face interne : 35g/m² blanc.

Le polypropylène : Fond à 165/170°
Se détruit à 300°
S'auto enflamme à 570°

La combustion du polypropylène produit monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, eau et carbone.

2. DIMENSIONS

Longueur : 173+/- 3mm

Largeur : 95+/- 2mm

Largeur non plié : ≥ 170mm

Longueur des élastiques : ≥ 90mm

3. FILTRATION

Filtration ≥ 90%

4. SOLIDITE

Peut supporter 10 N

5. BARETTE NASALE

Peut être pliée sans fracture

Devrait se situer dans la partie supérieure du masque

6. CONDITIONNEMENT

Boîte distributrice de 50 masques

Carton de 20 boîtes