



## FICHE TECHNIQUE

**Code 0916800**

### MASQUE DE SOINS EN PAPIER 1 PLI

#### 1. DESCRIPTION

Masque de soins en papier (1 pli) avec élastiques

#### 2. MATIERE

Papier spécial pour masques

#### 3. POIDS - DIMENSIONS

Poids : 16 g/m<sup>2</sup>

Longueur : 200 mm +/- 1 mm

Largeur : 70 mm +/- 0,5 mm

#### 4. CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 masques

Carton de 5000 masques