



FICHE TECHNIQUE

Code 0917800

MASQUE DE SOINS EN PAPIER 2 PLIS

1. DESCRIPTION

Masque de soins en papier (2 plis) avec élastiques

2. MATIERE

Papier spécial pour masques

3. POIDS - DIMENSIONS

Poids : 16 g/m²

Longueur : 200 mm +/- 1 mm

Largeur : 70 mm +/- 0,5 mm

4. CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 masques

Carton de 5000 masques