



FICHE TECHNIQUE

Code 1011811

SURCHAUSSURES SEMELLE RENFORCEE BLANCHE

1. DIMENSION

Longueur : 36 cm
Hauteur : 18 cm
Taille unique

2. MATIERE

Nature du non-tissé : polypropylène spunbonded et polyéthylène bleu gaufré épaisseur 30 μ
Grammage : 32 gr/m² + semelle +/- 56gr/m²

3. COLORIS

Blanc et semelle blanche

4. CARACTERISTIQUES MECANIKES DE LA MATIERE UTILISEE

Résistance à la traction : sèche sans machine : 7 daN
Selon norme NF G07001 : à sec sens travers : 6 daN

5. PRECONISATION DE STERILISATION

Autoclave : non
Oxyde d'éthylène : oui
Rayonnements : oui

6. CONDITIONNEMENT

Carton 300 paires

Existe avec semelle bleue 1011 811 BL