



## FICHE TECHNIQUE

### Code ISOGL203

#### GANT D'EXAMEN EN LATEX POUDRE NON STERILE AQL 1,5

#### 1. CARACTERISTIQUES

MATIERE	:	Latex
DEXTERITE	:	Texture non glissante, paume traitée, souple, surface lisse ⇒ Préhension facilitée
HYPOALLERGENIQUE	:	Dosage optimal du CORNSTARCH (LIGHT) USP GRADE
PROTEINES	:	Dosage Lowry modifié <80 µg/g
QUALITE ALIMENTAIRE	:	Aliments alcoolisés jusqu'à 10° et aliments gras

#### 2. DIMENSIONS

TAILLE	POIDS (g)	LONGUEUR	LARGEUR
S (6/7)	5.8-6.0 (+/ 1)	240 (+/- 3)	85 (+/-2)
M (7/8)	6.2-6.4 (+/ 1)	240 (+/- 3)	94 (+/-2)
L (8/9)	6.8-7.0 (+/ 1)	240 (+/- 3)	104 (+/-2)

Disponible également en XS (5/6) et XL (9/10)

#### EPAISSEUR (mm)

TAILLE	DOIGT	PAUME
S (6/7)	0.17 (+/-0.02)	0.16 (+/-0.02)
M (7/8)	0.17 (+/-0.02)	0.16 (+/-0.02)
L (8/9)	0.17 (+/-0.02)	0.16 (+/-0.02)

- Longueur : mesurée à partir du majeur jusqu'au bord de la manchette
- Largeur : mesurée à un niveau entre la base de l'index et la base du pouce
- Epaisseur doigts : mesurée à un point à 3 mm (+/-3mm) du bout du doigt
- Epaisseur paume : mesurée approximativement au centre de la paume

### 3. PERFORMANCES LORS DE L'UTILISATION

#### Avant utilisation

<b>FORCE A L'ÉLASTICITÉ (Mpa)</b>	<b>ELONGATION A LA RUPTURE (%)</b>	<b>ELONGATION COEFFICIENT 300% (Mpa)</b>
27 +/- 3.0	920 +/- 30	1.1 +/- 0.2

#### Après utilisation

<b>FORCE A L'ÉLASTICITÉ (Mpa)</b>	<b>ELONGATION A LA RUPTURE (%)</b>	<b>ELONGATION COEFFICIENT 300% (Mpa)</b>
27 +/- 3.0	920 +/- 30	1.1 +/- 0.2

### 4. CONFORME AUX NORMES

- Caractéristiques mécaniques mesurées sur des éprouvettes haltères de 4 mm
- Normes européennes : EN 420  
EN 455-1-2-3
- Directives CEE : 93/42
- Qualité alimentaire

### 5. PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Article de protection individuelle prévu pour un usage général et unique
- A stocker à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et du froid
- Se laver les mains à l'eau savonneuse après chaque utilisation pour éliminer les résidus de poudre

### 6. CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 gants, cartons de 1000 gants, palette de 63 cartons