



FICHE TECHNIQUE

Code ISOGL205

GANT D'EXAMEN EN LATEX LISSE NON-STERILE, NON POWDRE AQL 1,5

1. CARACTERISTIQUES

MATIERE	:	Latex
SURFACE	:	Lisse
FORME	:	Ambidextre
COULEUR	:	Jaune pâle
CONDITIONNEMENT	:	Boîte de 100 gants, carton de 1 000 gants, palette de 63 cartons

2. DIMENSIONS

TAILLE	LONGUEUR	LARGEUR
S	240 mm	80 mm
M	240 mm	95 mm
L	240 mm	110 mm
XL	240 mm	115 mm

3. PERFORMANCES LORS DE L'UTILISATION

Avant utilisation

RESISTANCE A LA TRACTION (Mpa)	ALLONGEMENT A LA RUPTURE (%)
21	700

Après utilisation

RESISTANCE A LA TRACTION (Mpa)	ALLONGEMENT A LA RUPTURE (%)
16	650

4. CONFORME AUX NORMES

NORMES : EN 455-1-2-3, EN 420
DIRECTIVES CEE : 93/42

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Article de protection individuelle prévu pour un usage général et unique
A stocker à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et du froid