



FICHE TECHNIQUE

Code ISOGLB202

GANT D'EXAMEN EN LATEX POUDRE BLEU NON STERILE AQL 1,5

1. CARACTERISTIQUES

MATIERE	:	Latex bleu
DEXTERITE	:	Texture non glissante, souple, surface lisse
HYPOALLERGENIQUE	:	Dosage optimal du CORNSTARCH
CONDITIONNEMENT	:	Boîte de 100 gants, carton de 1 000 gants, palette de 63 cartons
CONTENU EN PROTEINE:		<80 µg/g

2. DIMENSIONS

TAILLE	POIDS (g)	LONGUEUR	LARGEUR
S (6/7)	5.9	245	83
M (7/8)	6.3	245	95
L (8/9)	6.7	245	106

Existe en XL

EPAISSEUR (mm)

TAILLE	DOIGT	PAUME
S (6/7)	0.18	0.15
M (7/8)	0.18	0.15
L (8/9)	0.18	0.15

- Longueur : mesurée à partir du majeur jusqu'au bord de la manchette
- Largeur : mesurée à un niveau entre la base de l'index et la base du pouce
- Epaisseur doigts : mesurée à un point à 3 mm (+/-3mm) du bout du doigt
- Epaisseur paume : mesurée approximativement au centre de la paume

3. PERFORMANCES LORS DE L'UTILISATION

Avant utilisation

FORCE A L'ÉLASTICITÉ (Mpa)	ELONGATION A LA RUPTURE (%)
> 20	> 800

Après utilisation

FORCE A L'ÉLASTICITÉ (Mpa)	ELONGATION A LA RUPTURE (%)
> 18	> 750

4. CONFORME AUX NORMES

- Normes européennes : EN 455 1-2-3
- Qualité alimentaire

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Article de protection individuelle prévu pour un usage général et unique
- A stocker à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et du froid
- Se laver les mains à l'eau savonneuse après chaque utilisation pour éliminer les résidus de poudre