



FICHE TECHNIQUE

Code ISOGNB321

GANT NITRILE AMBIDEXTRE NON POUDRE AQL 1,5

MATIERE	:	100 % Nitrile ne contient ni silicone, additifs et plastifiants
CATEGORIE	:	Examen, dentaire
EPAISSEUR	:	0,09 mm à la manchette 0,11 mm à la paume 0,17 mm bout de doigts
COULEUR	:	Bleue
CARACTERISTIQUES	:	Résiste à la perforation, aux entailles, à l'abrasion. Protection accrue contre la projection de produits chimiques. Bonne élasticité et excellente dextérité. Surface micro rugueuse paume et doigts.
CONFORME AUX NORMES	:	EN388, EN374-2, EN374-3, EN455-1-2-3

POIDS (g/pc)

S	6.0	+/-	1.0
M	6.5	+/-	1.0
L	7.0	+/-	1.0
XL	7.2	+/-	1.0

LARGEUR PAUME (mm)

S	85	+/-	3
M	95	+/-	3
L	105	+/-	3
XL	114	+/-	3

LONGUEUR (mm)

S	240	-	260
M	240	-	260
L	240	-	260
XL	240	-	260

RESISTANCE A LA TRACTION

Avant vieillissement (Newton)	:	min. 12
Après vieillissement (Newton)	:	min. 10

ALLONGEMENT A LA RUPTURE

Avant vieillissement (%) : min. 500

Après vieillissement (%) : min. 460

RESISTANCE A LA DECHIRURE

Au niveau de la paume (Newton) : min. 0,5

De la manchette jusqu'au bout des doigts (Newton) : min. 0,5

RESISTANCE A LA PERFORATION

En Newton : min. 10

DATE D'EXPIRATION

Valable 5 ans

CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 gants, cartons de 1000 gants, palette de 63 cartons

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Article de protection individuelle prévu pour un usage général et unique

A stocker à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et du froid

Se laver les mains à l'eau savonneuse après chaque utilisation pour éliminer les résidus de poudre