



FICHE TECHNIQUE

Code ISOGB302

GANT D'EXAMEN EN VINYLE BLEU NON-STERILE POUFRE AQL 1,5

1. CARACTERISTIQUES

- MATIERE : Chlorure de polyvinyle
 DEXTERITE : Texture non glissante, paume traitée, surface lisse
 ⇒ Préhension facilitée
 HYPOALLERGENIQUE : Dosage optimal du CORNSTARCH (LIGHT) USP GRADE
 QUALITE ALIMENTAIRE : Convient pour les aliments aqueux, acides, alcoolisés jusqu'à 10 ° (Simulant B, C de la directive 85/572)

2. DIMENSIONS

TAILLE	POIDS (g)	LONGUEUR	LARGEUR
S (6/7)	7 (+/ 1)	240 (+/- 10)	90 (+/-5)
M (7/8)	7,5 (+/ 1)	240 (+/- 10)	100 (+/-5)
L (8/9)	8,5 (+/ 1)	240 (+/- 10)	115 (+/-5)
XL (9/10)	9 (+/ 1)	240 (+/- 10)	120 (+/-5)

EPAISSEUR (mm)

TAILLE	DOIGT	PAUME
S (6/7)	0.12 min (+/-0.07)	0.12 min (+/-0.06)
M (7/8)	0.12 min (+/-0.07)	0.12 min (+/-0.06)
L (8/9)	0.12 min (+/-0.07)	0.12 min (+/-0.06)
XL (9/10)	0.12 min (+/-0.07)	0.12 min (+/-0.06)

- Longueur : mesurée à partir du majeur jusqu'au bord de la manchette
- Largeur : mesurée à un niveau entre la base de l'index et la base du pouce
- Epaisseur doigts : mesurée à un point à 3 mm (+/-3mm) du bout du doigt
- Epaisseur paume : mesurée approximativement au centre de la paume
- Epaisseur manchette : mesurée à partir du bord de la manchette à 25 mm(+/- 5mm)

3. PERFORMANCES LORS DE L'UTILISATION

Etanchéité à l'eau	Résistance à la rupture (daN)	Allongement à la rupture (%)	Résistance à la traction (Mpa)	Résistance au déchirement de la manchette	Force de tension (psi)
1000 ml d'eau pendant 2 mn	2.1	400 mini (200 après vieillissement thermique)	14 mini (11 après vieillissement thermique)	Pas de déchirement sous un allongement de 400%	1300 mini

4. CONFORME AUX NORMES

- Normes européennes : EN 420, EN 455 1-2-3
- Directive CEE : 93/42
- Qualité alimentaire

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Article de protection individuelle prévu pour un usage général et unique
- A stocker à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et du froid
- Se laver les mains à l'eau savonneuse après chaque utilisation pour éliminer les résidus de poudre

6. CONDITIONNEMENT

- Boîte de 100 gants, carton de 1000 gants
- Palette de 63 cartons