

0510808-2

# FICHE TECHNIQUE

## MÉDIPROTEC®

### Charlotte clip PLP non tissé rouge

- Charlotte clip
- Matière : Polypropylène non tissé
- Elastique thermocollé
- Extrémités soudés
- Couleur : ROUGE
- Dimensions : Ø 48 cm
- Epaisseur : 10 gr / m<sup>2</sup>



### Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 100	Carton de 1000	Palette de 60 cartons 5 couches de 12 cartons
Dimensions en cm	19 x 17 x 10 cm	32 x 20 x 28 cm	80 x 120 x 162 cm
Code barre EAN 13	3221170012670	3221170012687	-

### Avantages

- Elastique sans latex
- Résistante
- Légère
- Recouvre la totalité de la chevelure
- Existe en plusieurs coloris : blanc, bleu, vert, noir et rouge



Origine	CHINE
Code douanier	6506910000