

0613816SPAE-XL

## FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

## Blouse PLP non tissé blanc 30g

Matière : PLP : polypropylène non tissé

Couleur : BLANC

Blouse 30 gm<sup>2</sup>

Col classique cousu

Fermeture à glissière

Sans poche

Avec élastiques aux poignets



## Tailles disponibles

Reference Mediprotec	Longueur totale (mm) ± 5	Tour de poitrine (mm) ± 5	Longueur manche (mm)
0613816SPAE-XL	1050 mm	690 mm x 2	780 mm



## Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	1	Carton de 50	Palette de 36 cartons 6 couches de 6 cartons
Dimensions en mm	29 x 24 x 2 cm	48 x 30 x 34 cm	80 x 120 cm

EAN 13	XL
Sachet	3221170003326
Carton	3221170001612

## Avantages

- Protection contre les salissures
- Confortable
- Résistante
- Perméable à l'air

## Conditions de stockage et de conservation

Origine CHINE

Code douanier 6210109000

