

0710812N

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Tablier RENF PE BD gaufré noir

Matière : PE-BD : polyéthylène basse densité
 Couleur : NOIR
 Epaisseur : 50µ
 Finition : gaufré
 Trou pour passage de la tête
 2 languettes pour l'attache derrière le dos

Taille unique

Reference Mediprotec	Longueur totale (mm) ± 5	Tour de poitrine (mm) ± 5
0710812N	700 mm	1200 mm



Apte au contact alimentaire

0710812N

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	50 tabliers	Carton de 250 tabliers	Palette de 56 cartons - 7 couches de 8 cartons
Dimensions en cm	36 x 30 x 2 cm	375 x 32 x 15 cm	80 x 120 cm

EAN 13	Taille unique
Sachet	3221170022099
Carton	3221170022105



Avantages

- Protection contre les salissures
- Confortable
- Résistant
- Economique

Conditions de stockage et de conservation

Origine CHINE

Code douanier 3926200000



Systeme de management certifié