

0710817

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Tablier STD PE-BD blanc en rouleaux

Matière : Polyéthylène Basse Densité

Couleur : BLANC

Épaisseur : 20 µ

Taille unique : 700 x 1200 mm

2 liens pour l'attache dans le dos

Ouverture pour le passage de la tête

Usage unique



Apte au contact alimentaire

Compatible avec le distributeur mural référence MAT060



Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Rouleau de 200 tabliers	Carton de 1000 tabliers 5 rouleaux de 200 tabliers	Palette de 56 cartons 56 000 pièces
Dimensions en mm	N.C	525 x 390 x 115 mm	800 x 1200 mm
Code barre EAN 13	3221170019785	3221170019778	-

Origine CHINE

Code douanier 3926200000