

0911817

FICHE TECHNIQUE

Masque PLP bleu 3 plis de chirurgie haute filtration à élastiques

- Masque de chirurgie haute filtration
- Polypropylène non tissé 3 plis
- Élastiques en spandex, sans latex
- Barrette nasale en aluminium gainé

Taille	95 x 175 mm
Poids en gr	2.8 gr

EN 14683/2019+AC/2019 : Masques à usage médical

Efficacité de filtration bactérienne : 99,9%
 Pression différentielle : 33,30 Pa/cm²
 Propreté microbienne : Type IIR



Conditionnement

	Sous conditionnement	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 50	Carton de 1000	Palette de 42 cartons
Dimensions	18,5 x 10 x 7 cm	42,5 x 22 x 39 cm	
Code barre EAN 13	3221170003616	3221170000899	

Avantages

- Hygiénique
- Usage unique

Normes



Conforme au règlement 2017/745 sur les dispositifs médicaux - classe I



Classe 1