1010809

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Surchaussure CPE bleue

· Surchaussures

· Matière : Polyéthylène

· Elastique de maintien à la cheville

· Couleur: BLEU

Dimensions: 17 x 41 cm

· Epaisseur: 25µ



Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 100	Carton de 2000	Palette de 28 cartons 4 couches de 7 cartons
Dimensions en cm	18 x 22 x 6 cm	52 x 21 x 37 cm	80 x 120 cm
Code barre EAN 13	3221170003647	3221170000417	-

Avantages

- · Taille Unique
- · Etanche à l'eau
- · Economique
- · Protection contre la saleté, les salissures et les éclaboussures
- · Hygiénique
- · Elastique sans latex



Origine	CHINE
Code douanier	3926200000



