1011801

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Surbotte PE-BD transparente $60 \,\mu$

· Sur-bottes

Matière : Polyéthèlene Basse Densité Gaufré

· Elastique de maintien au mollet

Couleur: TRANSPARENTDimensions: 49 x 38.5 cm

· Epaisseur : 60 μ



Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 50	Carton de 500	Palette de 30 cartons 5 couches de 6 cartons
Dimensions en cm	30 x 34 x 6 cm	47 x 28 x 32 cm	80 x 120 x 165 cm
Code barre EAN 13	3221170010706	3221170010713	-

Avantages

- · Solide
- · Etanche à l'eau
- Légère
- Résistante

Origine	CHINE
Code douanier	3926200000



