

1110905

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Alèse élastiqué 2 pers. PLP NT blanc

- Alèse 2 personnes
- Matière : Polypropylène non tissé
- Élastique en tête et pied pour un passage sous la matelas
- Couleur : BLANC
- Dimensions : 160 x 200 cm
- Épaisseur : 25 gr/m²



Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 1	Carton de 100	Palette de 16 cartons - 4 couches de 4 cartons
Dimensions en cm	30 x 25,5 x 2 cm	38 x 54 x 37 cm	80 x 120 x 163 cm
Code barre EAN 13	3221170017354	3221170017361	-

Avantages

- Usage unique
- Résistant
- Souple
- Plié dans un emballage individuel
- Hygiénique
- Economique



Origine	CHINE
Code douanier	6302221000

Système de management certifié