

DEGR5034W

## FICHE TECHNIQUE

MICROTEX®



 FABRICATION  
FRANÇAISE

## DRAPS D'EXAMEN GAUFRE

*Matière* : 100% pure ouate de cellulose*Couleur* : Blanc
 Mode d'association des plis : Gaufré collé  
 Traitement WS

Taille	50 x 35 cm
Epaisseur	2 x 18 gr/m <sup>2</sup>

*Résistance physique humide MD* : 9,3 N/5cm*Résistance physique humide CD* : 5,6 N/5cm*Tolérance résistance* : ± 5%

## Conditionnement

<i>Sous conditionnement</i>	Rouleau de 121 formats	NC
<i>Conditionnement</i>	Carton de 9 rouleaux	36 x 36 x 50 cm
<i>Palette</i>	Palette de 24 cartons 4 couches x 6 cartons	80 x 120 x 209 cm



3221170023768

## Avantages

Capacité d'absorption 7,5 g/g

Usage unique

## Secteurs d'utilisation

 Non  
Recommandé  
agro-  
alimentaire


 Non  
Recommandé  
bâtiment


 Non  
Recommandé  
bricolage


 Non  
Recommandé  
collectivités


 entreprises  
de services


 Non  
Recommandé


 Non  
Recommandé  
industrie

santé

Système de management certifié