

ISOGL205

## FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



## GANT LATEX NON POUDRÉ RUGUEUX

Matière : Gant en latex

Couleur : Naturel

AQL 1.5

Non poudré

*Attention · Risques d'allergies possibles - Le latex est une matière naturelle qui contient des protéines*

Ambidextre

Bord roulé, doigt texturé

Rugueux

Qualité médicale

Tailles disponibles



Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGL205-S	240	85	4,5	0,12 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,09 ± 0,02
ISOGL205-M	240	95	5			
ISOGL205-L	240	105	5,5			
ISOGL205-XL	240	115	6			

## Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie I Risques mineurs

Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN ISO 21420:2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

*Restrictions : Ne convient pas aux contacts d'aliments acides*

## Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100 gants	Carton de 1000 gants - 10 x 100	54 CC - 6 couches x 9 CC - 54 000 gants
Dimensions en cm	21,5 x 12 x 7 cm	36 x 24,5 x 22,5 cm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170000509	3221170000486	3221170000493	3221170001315
Barre code Outer	3221170002497	3221170002503	3221170002510	3221170002527

## Avantages

- Dextérité
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Souplesse
- Toucher agréable
- Elasticité

## Secteurs d'utilisation



## Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	5 ans ( date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	MALAISIE
Code douanier	40151990000



Système de management certifié