

ISOGNB45

## FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



## GANT NITRILE BLEU NON POUDRE

Matière : Gant en nitrile

Couleur : Bleu

AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé

Texture non glissante

Bout des doigts texturés

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure.

Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.

Qualité médicale

| Propriétés                     | Avant | Après |
|--------------------------------|-------|-------|
| Résistance à la traction (Mpa) | ≥16   | ≥16   |
| Elasticité - allongement (%)   | ≥500  | ≥400  |

Tailles disponibles

**S**  
6/7

**M**  
7/8

**L**  
8/9

**XL**  
9/10

| Reference<br>MEDIPROTEC | Longueur (mm)<br>± 5 | Largeur paume (mm)<br>± 5 | Poids (g) ± 0.4 | Epaisseur (mm) |         |         |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|
|                         |                      |                           |                 | Doigt          | Paume   | Bord    |
| ISOGNB45-S              | 240                  | 85                        | 4               | 0.13 mm        | 0.08 mm | 0.07 mm |
| ISOGNB45-M              | 240                  | 96                        | 4.5             |                |         |         |
| ISOGNB45-L              | 240                  | 107                       | 5               |                |         |         |
| ISOGNB45-XL             | 240                  | 118                       | 5.5             |                |         |         |

## Normalisation

CE 2777

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN ISO 21420:2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN ISO 374-1:2016/ Type B

EN ISO 374-5:2016



JKPT



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions

## Conditionnement

|                  | Boîte              | Carton                          | Palette                                   |
|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Taille           | Boîte de 100 gants | Carton de 1000 gants - 10 x 100 | 72 CC - 6 couches x 12 CC<br>72 000 gants |
| Dimensions en cm | 23 x 11.5 x 6cm    | 31 x 24 x 24 cm                 | 80 x 120 cm                               |

| EAN 13           | S (6-7)       | M (7-8)       | L (8-9)       | XL (9-10)     |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Code barre Inner | 3221170026752 | 3221170026776 | 3221170026790 | 3221170026813 |
| Code barre Outer | 3221170026769 | 3221170026783 | 3221170026806 | 3221170026820 |

## Avantages

- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Texturé : pour une meilleure adhérence
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques




## Secteurs d'utilisation



## Conditions de stockage et de conservation

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Durée de validité du produit | 3 ans ( date de péremption indiqué sur la boîte et le carton) |
| Origine                      | CHINE                                                         |
| Code douanier                | 4015120000                                                    |



Système de management certifié