

ISOGNW346

## FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



## GANT NITRILE BLANC NON POUDRE

Matière : Gant en nitrile

Couleur : Blanc

AQL 1,5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé, doigt texturé

Texture non glissante

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant

Qualité médicale



Tailles disponibles

**S**  
6/7

**M**  
7/8

**L**  
8/9

**XL**  
9/10

Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (g) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGNW346-S	240	85	3,2	0,13 ± 0,01	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,02
ISOGNW346-M	240	95	3,5			
ISOGNW346-L	240	105	3,8			
ISOGNW346-XL	240	115	4,1			

## Normalisation

CE 2777

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN ISO 21420:2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN ISO 374-1/Type B

EN 374-5:2016



JKTP



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions

## Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	70 CC - 7 couches x 10 CC - 70 000 gants
Dimensions	21 x 11 x 6,5 cm	23 x 34 x 22 cm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170013776	3221170013790	3221170013813	3221170013837
Barre code Outer	3221170013783	3221170013806	3221170013820	3221170013844

## Avantages


- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Existe en plusieurs couleurs : bleu, noir, rose et blanc
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

## Secteurs d'utilisation



## Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	5 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	MALAISIE
Code douanier	4015120000



Système de management certifié