

ISOGPB501

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



GANT POLYTENE BLEU NON POUDRE QUALITE PRO

Matière : Gant en polytène
(fabriqué à partir d'un composé de matières synthétique et polyéthylène)

Non poudré

Couleur : Bleu

Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Ambidextre



Tailles disponibles

S
6/7

M
7/8

L
8/9

XL
9/10

Reference Mediprotec	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGPB501-S	255	94	1,7	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02
ISOGPB501-M	255	102	1,9			
ISOGPB501-L	260	112	2,1			
ISOGPB501-XL	270	119	2,3			

Normalisation

Conforme à la réglementation REACH



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions : Sans restriction

Système de management certifié

Conditionnement

	Boîte	Carton	Palette
Conditionnement	Boîte de 200	Carton de 2000 - 10 x 200	80 x 120 - 7 couches x 12 CC - 168000
Dimensions en mm	220 x 120 x 45 mm	250 x 235 x 230 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170020781	3221170020804	3221170020828	3221170020842
Barre code Outer	3221170020798	3221170020811	3221170020835	3221170020859

Avantages




- Souplesse
- Economique
- Elasticité
- Adaptable à la manchette

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Origine	CHINE
Code douanier	3926200000



Système de management certifié

